



Cleanup

occlusor **antimicrobiano**



Ps Anesthesia® sa
Innovation in health

Cleanup

oclusor antimicrobiano

“Dispositivo de protección y desinfección pasiva para conectores libres de aguja”

Sin una correcta desinfección, los conectores sin agujas son posibles sitios de contaminación microbiana intraluminal.¹

1' Desinfecta en 1 minuto y protege hasta por 7 días, siempre que no sea removido.




Garantiza seguridad y eficacia en el cumplimiento del protocolo de desinfección.




Contribuye a la disminución de las tasas de infección del torrente sanguíneo²



Diseño luer lock, compatible con todos los conectores sin aguja del mercado.³



Presentación en línea troquelado con orificio superior, asegura al profesional un fácil acceso al dispositivo.



1,2.Gorski L., Hadaway L., Hagle ME., McGoldrick M., Orr M., y Daellman D. (2016). Standar of practice. Journal of Infusion Nursing; 34(1S): S73, S74
3. ISO 80369-7